

## LIQUIDE PLONGE BACTERICIDE

Réf 0407

### 1. PROPRIETES :

Ce détergent convient parfaitement au lavage et au trempage de la vaisselle.

S'utilise pour le nettoyage avec désinfection.

Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant en fait un produit de choix là où un lavage et une désinfection s'imposent.

Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % (5 min, 40°C), fongicide et levuricide selon la norme EN 1650 à 1,5 % (15 min, 40°C), en condition de saleté.

Efficacité bactéricide 1% contre *Salmonella enterica* et *Listeria monocytogenes* (5 min, 20°C) en condition de saleté.

### 2. MODE D'EMPLOI :

Pour une action détergente, s'utilise de 2 à 5 g / litre d'eau.

Pour une action désinfectante, s'utilise à partir de 10 g/litre d'eau.

Diluer le produit dans une eau de 35°C à 40°C.

Pour une bonne désinfection, laisser tremper dans l'eau 5 à 15 minutes puis rincer à l'eau claire.

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide jaunâtre visqueux
pH :	7,00 +/- 1,00
Densité à 20 °C :	1,020 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,020
Stockage :	Tenir à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants :	benzalkonium chloride, limonene, citral, parfum Inférieur à 5 % : agent de surface anionique Entre 5 et 15 % : agent de surface amphotère
Matière active :	Chlorure de n-alkyl (C12-C16)-N, N-diméthyl-n-benzylammonium (N°CAS : 68424-85-1) à 60 g/L

### 4. TEST EFFICACITE :

EN 1276, bactéricide, conditions de tests 5 minutes, 40°C, en condition de saleté.

Souches testées	Concentration efficace
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467	1 %
Escherichia coli CIP 54.127	1 %
Staphylococcus aureus CIP 4.83	1 %
Enterococcus hirae CIP 58.55	1 %



EN 1650, levuricide, 15 minutes, 40°C, en condition de saleté.

<b>Souches testées</b>	<b>Concentration efficace</b>
Candida albicans CIP 1431.83	1.5 %

EN 1650, fongicide, 15 minutes, 40°C, en condition de saleté.

<b>Souches testées</b>	<b>Concentration efficace</b>
Aspergillus Brasiliensis CIP 1431.83	1.5 %

## 5. CONDITIONNEMENTS :

Carton de 12 x 1 L  
Carton de 4 X 5 L  
Bidon de 10 L  
Bidon de 20 L

## 6. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.  
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0407) : + 33 (0)3 83 22 50 50,  
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr)

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.  
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**N° de révision 26/11/2019**