

## GEL WC 4 ACTIONS

### LES + PRODUITS :

- Actions :** Détartrant, désincrustant, désinfectant, désodorisant  
**Normes :** **Bactéricide** en 5 minutes selon la norme : EN 13697.  
**Fongicide** en 15 minutes selon la norme : EN 13697.  
**Parfum :** Lagon



### PROPRIÉTÉS :

- Détartrant : dissout le calcaire et les traces laissés par l'eau.
- Désincrustant : élimine le tartre et redonne brillance aux cuvettes WC.
- Désinfectant : nettoie et désinfecte les sanitaires.
- Désodorisant : laisse un parfum lagon longue durée.



### MODE D'EMPLOI :

- Tirer la chasse d'eau avant utilisation.
- Appliquer le gel sur les parois et les rebords des sanitaires à l'aide du flacon flex. Vous pouvez déployer le flacon et l'orienter selon votre besoin.
- Laisser agir quelques minutes\*.
- Brosser et actionner la chasse d'eau.

*\*Pour une action désinfectante sur du vieux tartre, laisser agir toute la nuit.*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect :** liquide visqueux limpide vert

**pH :** 1,5

**Densité :** 1.045 +/- 0.015

**Parfum :** Lagon

**Stockage :** Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

**Type de préparation :** Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

**Matière active :** CHLORURE DE N-ALKYL (C12-C16)-N,N-DIMÉTHYL-N-BENZYLAMMONIUM [ADBAC/BKC (C12-C16)] à 10g/kg.

**Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :** moins de 5% de : phosphates ; moins de 5% de : agents de surface non ioniques ; désinfectants ; parfums.



### CONDITIONNEMENT / PALETTES :

Bidon de **1L**. Réf. 002050801 - 432 bidons/palette



<b>NORMES</b> * EN CONDITIONS DE SALETÉ GÉNÉRALE 3 G/L ALBUMINE BOVINE) ** EN CONDITIONS DE SALETÉ EN VIANE (3 G/L ALBUMINE BOVINE + 3 ML ÉRYTHROCYTES DE MOUTON)	<b>SOUCHES</b>	<b>TEMPS DE CONTACT (20°C)</b>	<b>DILUTION</b>
* Bactéricide EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes et Salmonella enterica</i>	5 min	Pur
* Fongicide EN 13697	<i>Candida albicans et Aspergillus niger</i>	15 min	Pur

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Produit strictement professionnel - Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0508) : + 33 (0)3 83 22 50 50. Numéro de téléphone d'appel d'urgence INRS / ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr). Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Pour plus de détails, consulter la fiche technique. Produit conforme au règlement biocide (CE) 528/2012 et enregistré sous SIMMBAD. AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution. Utilisable en TP2. Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.